


SIMPLYBAG

Sistema manual para el envasado de dosis seminales

Semenbag Manual



Ventajas

- Construcción en aluminio anodizado. Equipo ligero, fácilmente transportable.
- Funcionamiento de sencillo aprendizaje basado en la repetición de una secuencia simple de movimientos.
- Avance manual de bolsas, con seis bolsas en el equipo.
- Llenado de bolsas por gravedad, o a través de bomba peristáltica auxiliar. Pinza para la apertura/cierre del paso del líquido.
- Sellado por calor mediante pinza manual que cierra dos bolsas simultáneamente.
- Soporte para la colocación de rollo de Semenbag Manual.
- Diseñado para mejorar la higiene, estructura lisa y de fácil acceso para una limpieza sencilla.
- Formato de bolsa manual, caja de 3 rollos con 500 uds. c/u.

Concepto técnico

Equipo para envasado manual de dosis seminales. Su diseño compacto permite su cabida en cualquier instalación productiva sin necesidad de equipamiento adicional especial.

Tubematic: Tubo desechable para el circuito de llenado entre la jarra y la bolsa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso en vacío aproximado	5,5 Kg
Medidas exteriores (con rollo blíster)	90 x 15,4 x 38,5 cm
Formato aproximado del embalaje	100 x 20 x 50 cm 7,5 Kg